



Reagencie, polštářky s práškem, molybden 1, 50 mL, bal./100 ks

Kat. číslo produktu: 2352769
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení molybdeny, 0,02 - 3,00 mg/L Mo.

Pro stanovení nízkého rozsahu molybdeny metodou ternární sloučeniny (metoda Hach 8169). Rozsah: 0,02 - 3,00 mg/L Mo Velikost vzorku: 50 mL

Technické údaje

Metoda:	Ternární sloučenina
Obsah balení:	100 /pk
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100