



MolyVer 1, molybden, reagencie, polštářky s práškem, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

2604299

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení molybdenu, 0,3 - 40,0 mg/L Mo. Pro 10mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8036
Metoda:	Kyselina merkaptooctová
Obsah balení:	100 /pk
Parametr:	Molybden
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100