



ChromaVer, reagencie pro stanovení chromu, polštářky s práškem, 0 - 0,60 mg/L Cr⁶⁺

Kat. číslo produktu:

1206699

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové činidlo v zatavených sáčcích pro stanovení chromu, šestimocného a celkového. Pro 25mL vzorek. 100/balení

Technické údaje

Číslo metody:	8023
Metoda:	1,5 -difenylkarbohydrazid
Obsah balení:	100 /pk
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah měření:	0 - 1,00 mg/L Cr ⁶⁺
Soulad s EPA:	Ano