



ZincoVer 5, zinek, reagencie, polštářky s práškem

Kat. číslo produktu:

1403268

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení zinku. Pro vzorek 50 mL.

Technické údaje

Číslo metody:	8009
Metoda:	Zincon
Obsah balení:	25 ks v balení
Parametr:	Zinek
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	25
Rozsah měření:	0,01 - 2,00 mg/L Zn
Soulad s EPA:	Ano