



CuVer 1, měď, reagencie, polštářky s práškem, 0,04 - 5,00 mg/L Cu

Kat. číslo produktu:

1418899

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové činidlo v zatavených sáčcích pro stanovení mědi, metoda bicinchoninát. Pro 25mL vzorek. 100/balení

Technické údaje

Číslo metody:	8506
Metoda:	Bicinchoninát
Obsah balení:	100 /pk
Parametr:	Měď
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah měření:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Soulad s EPA:	Ano