



## AluVer 3, hliník, reagencie, polštářky s práškem

**Kat. číslo produktu:**

**1429099**

**Nebezpečné**

**CZK Cena bez DPH:**

**Kontaktujte nás**

**Dostupné**



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení hliníku, 0,008 - 0,800 mg/L Al, aluminonová metoda. Balení po 100.

### Technické údaje

|               |                |
|---------------|----------------|
| Číslo metody: | 8012           |
| Metoda:       | Aluminon       |
| Obsah balení: | 100 /pk        |
| Platforma:    | Powder Pillows |
| Počet testů:  | 100            |