



Reagencie, polštářky s práškem, měď, maskování, 25 mL, bal./100 ks

Kat. číslo produktu: 2187399
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení mědi, porfyrinová metoda, 2 - 210 µg/L Cu. Pro 25 mL vzorek.

Technické údaje

Metoda:	Porfyrin
Obsah balení:	100 /pk
Platforma:	Powder Pillows