



Porfyrin 2, reagencie, polštářky s práškem, 25 mL, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

2187569

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení mědi porfyrinovou metodou, 2 - 210 µg/L Cu. Pro 25 mL vzorek.

Technické údaje

Metoda:	Porfyrin
Obsah balení:	100 /pk
Platforma:	Powder Pillows