



Sada reaglií, měď, porfyrin, 25 mL

Kat. číslo produktu:

2242700

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Práškové reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení mědi, porfyrinová metoda. Pro 25 mL vzorek.

Pro stanovení mědi porfyrinovou metodou. Metoda Hach 8143. Rozsah: 2 - 210 µg/L Velikost vzorku: 25 mL. Sada reaglií obsahuje: měď - maskovací reagencie, polštářky s práškem, porfyrin 1 a 2 - reagencie, polštářky s práškem pro 100 stanovení.

Technické údaje

Číslo metody:	8143
Metoda:	Porfyrin
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah měření:	2 - 210 µg/L