



Stříbro, sada reagensů, Powder Pillows, 0,02-0,700 mg/L Ag

Kat. číslo produktu:

2296600

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Práškové reagenty v zatavených sáčcích pro kolorimetrické stanovení stříbra pomocí indikátoru Cadion 2B. Pro 50mL vzorky.

Technické údaje

Číslo metody:	8120
Metoda:	Kolorimetrická
Parametr:	Stříbro
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	50
Přístroj:	Vše s výjimkou řady DR 800 PC II
Rozsah měření:	0,02 - 0,70 mg/L Ag