



Jodistan sodný, polštářky s práškem, 10 mL, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

2107769

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagentie v zatavených sáčcích pro stanovení manganu, metoda s jodistanem za studena. Pro 10 mL vzorek.

Pro stanovení manganu metodou oxidace jodistanem. Schváleno organizací EPA pro účely reportování analýz odpadních vod (je nutný rozklad). Metoda Hach 8034. Velikost vzorku: 10 mL, balení po 100 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Metoda:	Oxidace jodistanem
Obsah balení:	100 /pk
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100