



Sada reaglií, mangan, 0,006 - 0,700 mg/L Mn, 25 mL

Kat. číslo produktu:

2243300

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení manganu metodou PAN. Pro vzorek 25 mL.

Pro stanovení manganu metodou PAN. Metoda Hach 8149. Rozsah: 0,006 - 0,700 mg/L Mn. Velikost vzorku: 25 mL. Sada reaglií zahrnuje: Kyselina askorbová - polštářky s práškem, alkalický kyanid - reagentie a PAN - roztok indikátoru (0,1 %), pro 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8149
Metoda:	PAN
Objem vzorku:	25 mL
Počet testů:	100
Přístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah měření:	0,006 - 0,700 mg/L Mn
Speciální funkce:	Manganese Reagent set, 25ml