



Be Right™



Kyselina sírová, zásobník pro digitální titrátor, 0,1600 N

Kat. číslo produktu:

1438801

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



Titrační činidlo připravené k použití, pro stanovení alkality, 10 - 160 mg/L CaCO₃

Technické údaje

Číslo metody:	8203
Metoda:	Bromkresolová zeleň / methylčerveně
Parametr:	Alkalita, celková
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
Soulad s EPA:	Ano
Titrační roztok:	0,1600 N H ₂ SO ₄