



Sada činidel pro stanovení oxidu chloričitého, 0,02-0,50 mg/L ClO_2 , 100 ks

Kat. číslo produktu:

HPT240

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Amarantová metoda

Technické údaje

Metoda:	Amarantová metoda
Parametr:	Oxid chloričitý
Počet testů:	100
Podmínky skladování:	15 °C - 25 °C
Popis:	Sada tekutých činidel pro oxid chloričitý
Rozsah měření:	0,02 - 0,50 mg/L ClO_2
Zvláštní poznámky:	Kalibrováno pro přístroje DR 820/50/90, 2000/10, 4000, 2500 a kapesní kolorimetr pro stanovení chloru