



Chlor, tekuté činidlo DPD, 0,02-2,00 mg/L Cl₂

Kat. číslo produktu:

HPT310

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Technické údaje

Číslo metody:	Roztok činidla
Metoda:	DPD
Parametr:	Chlor, volný + celkový
Platforma:	Roztok
Počet testů:	100
Podmínky skladování:	15 °C - 25 °C
Popis:	Volný / celkový chlor
Rozsah měření:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Standardní metoda:	ISO 7393-2
Zvláštní poznámky:	k vyhodnocení jsou třeba 1-palcové kulaté kyvety