



Swiftest, chlor celkový, činidlo DPD, dávkovač a náplň s činidlem

Kat. číslo produktu:

2802400

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Pro stanovení celkového obsahu chloru, 0,02-2,00 mg/L Cl₂ a 0,02-4,50 mg/L Cl₂.

Technické údaje

Číslo metody:	8167
Metoda:	DPD
Parametr:	Chlor, celkový obsah
Platforma:	Swiftest
Počet testů:	Přibližně 250
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/3000, DR/2000
Rozsah měření:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Rozsah měření (2):	0,02 - 4,50 mg/L Cl ₂

Požadované příslušenství

- Chlor celkový, náhradní náplň pro Swiftest (Item 2105660)