



Chlor volný, činidlo DPD, ampule Accuvac, 25 ks/1 balení

Kat. číslo produktu:

2502025

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Ampule obsahují přesné množství reagentie pro jeden test a lze je použít jako měřicí kyvetu. Pro stanovení volného chloru, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Rychlé

Ampule Accuvac poskytují rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtěte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagentie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagentie.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentií nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	10126
Metoda:	DPD
Obsah balení:	25 /pk
Parametr:	Chlor, volný, oxid chloričitý
Platforma:	Accuvac
Počet testů:	25
Rozsah měření:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Soulad s EPA:	Ano