



## Chlor celkový, činidlo DPD, ampule Accuvac, 25 ks/1 balení

**Kat. číslo produktu:**

2503025

Nebezpečné

**CZK Cena bez DPH:**

Kontaktujte nás

Dostupné



Ampule obsahují přesné množství reagentie pro jeden test a lze je použít jako měřicí kyvetu. Pro stanovení celkového obsahu chloru, 0,02-2,00 mg/L Cl<sub>2</sub>, bromu, 0,05-4,50 mg/L Br<sub>2</sub> a jodu, 0,07-7,00 mg/L I<sub>2</sub>.

### Rychlé

Ampule Accuvac poskytují rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtěte - uspoříte svůj cenný čas.

### Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagentie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

### Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagentie.

### Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentií nebo vzorků.

---

## Technické údaje

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Číslo metody:      | 8167 chlor                       |
| Metoda:            | DPD                              |
| Obsah balení:      | 25 /pk                           |
| Parametr:          | Chlor, celkový                   |
|                    | brom                             |
|                    | jod                              |
| Platforma:         | Accuvac                          |
| Počet testů:       | 25                               |
| Přístroj:          | Vše                              |
| Rozsah měření:     | 0,02 - 2,00 mg/L Cl <sub>2</sub> |
| Rozsah měření (2): | 0,05 - 4,50 mg/L Br <sub>2</sub> |
| Rozsah měření (3): | 0,07 - 7,00 mg/L I <sub>2</sub>  |
| Soulad s EPA:      | Ano                              |