



Sada činidel pro stanovení tvrdosti, metoda Kalmagit

Kat. číslo produktu:

2319900

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení tvrdosti, 0,05-4,00 mg/L Ca jako CaCO_3 / 0,05-4,00 mg/L Mg jako CaCO_3 . 100 testů

Technické údaje

Číslo metody:	8030
Metoda:	Kalmagit kolorimetricky
Parametr:	Tvrdost, Ca a Mg
Platforma:	Roztok
Počet testů:	100
Přístroj:	Vše s výjimkou PC II
Rozsah měření:	0.05 - 4.00 mg/L CaCO_3
Rozsah měření (2):	0,05 - 4,00 mg/L Mg jako MgCO_3
Speciální funkce:	Reagent set