



Sada činidel pro stanovení křemíku, 1 - 100 mg/L SiO₂

Kat. číslo produktu:

2244300

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Práškové reagentie v zatavených sáčcích pro stanovení obsahu oxidu křemičitého, silikomolybdenanová metoda. Pro 25mL vzorek. 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8185
Metoda:	Silikomolybdenan
Parametr:	Oxid křemičitý
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	DR/3000, DR/2000, DR/890
Rozsah měření:	1 - 100 mg/L SiO ₂
Speciální funkce:	HR, 25 mL
Stojan na vzorek:	25 mL