



Oxid křemičitý, sada reagensů Rapid Liquid, ultra nízký rozsah Oxid křemičitý, sada reagensů, Rapid Liquid, 3-1 000 µg/L SiO₂

Kat. číslo produktu:

2678500

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Pro stanovení ultra nízké koncentrace oxidu křemičitého, metoda Rapid Liquid s heteropolymerovou modří. Metody Rapid Liquid nabízejí ekonomický způsob analýzy více vzorků.

Pro stanovení ultra nízké koncentrace oxidu křemičitého metodou Rapid Liquid[™] s heteropolymerovou modří. Metoda Hach 8282. Rozsah: 3–1 000 µg/l Sada obsahuje: Molybdenan 3 – roztok činidla, kyselina citronová F – roztok činidla, aminokyselinu – ředící rozpouštědlo a aminokyselinu F – práškové činidlo pro cca 250 testů. Vyžaduje průtočnou kyvetu.

Pohodlí

Metody Rapid Liquid využívají ke zjednodušení testování kapalných reagensů, dávkovače na láhvích a průtočné kyvety.

Výkon

Průtočná kyveta tvoří stacionární optický systém, proto metody Rapid Liquid poskytují vyšší přenos než metody, které vyžadují vyjmutí a vložení kyvety.

Efektivita

Metody typu Rapid Liquid jsou ideální pro vysokoobjemové testování.

Technické údaje

Číslo metody:	8282
Metoda:	Heteropolymerová modř
Parametr:	Oxid křemičitý
Platforma:	Roztok
Počet testů:	250
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 4000, řada DR 800, PC II
Rozsah měření:	3 - 1000 µg/L SiO ₂
Speciální funkce:	LR, 250 tests
Stojan na vzorek:	50 mL