



Oxid křemičitý, sada reagensů, 3 - 1 000 µg/L SiO₂

Kat. číslo produktu:

2581400

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Pro stanovení velmi nízkého rozsahu oxidu křemičitého metodou s heteropolymerovou modří.

Technické údaje

Číslo metody:	8282
Metoda:	Heteropolymerová modř
Parametr:	Oxid křemičitý
Platforma:	Roztok
Počet testů:	40
Přístroj:	Vše s výjimkou řady DR 3000, DR 900, DR 800 PC II
Rozsah měření:	3 - 1 000 µg/L SiO ₂
Speciální funkce:	UL, 40 tests
Stojan na vzorek:	25 mL