



CHSK TNT, bez rtuti, 25 - 150 mg/L O₂

Kat. číslo produktu:

2345852

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetový test (Ø 16 mm) kompletně vybavený všemi reagensiemi, optimalizovaný pro spolehlivé výsledky měření a snadnou manipulaci.
TNT = Test 'N Tube

16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obraťte na místní tým technické podpory.

Technické údaje

Číslo metody:	8000
Metoda:	Dichroman bez rtuti (neschváleno pro účely hlášení podle USEPA)
Parametr:	CHSK
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testů:	25 (1 kyveta pro slepé stanovení)
Podmínky skladování:	15 - 25 °C (chraňte před světlem)
Rozsah měření:	25 - 150 mg/L O ₂
Zvláštní poznámky:	16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obraťte na místní tým technické podpory.