



CHSK TNT, 20 - 1 000 mg/L O₂

Kat. číslo produktu:

2623451

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Kyvetový test (Ø 16 mm) kompletně vybavený všemi reagensy, optimalizovaný pro spolehlivé výsledky měření a snadnou manipulaci.
TNT = Test 'N Tube

16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obraťte na místní tým technické podpory.

Technické údaje

Číslo metody:	10067
Metoda:	Mangan (III)
Parametr:	CHSK
Počet testů:	25
Požadovaný rozklad:	Ano
Rozsah měření:	20 - 1000 mg/L
Zvláštní poznámky:	16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obraťte na místní tým technické podpory.