



Rozpuštěný kyslík, ampule Accuvac, vysoký rozsah, 25 ks/1 balení

Kat. číslo produktu:

2515025

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Ampule Accuvac obsahují přesné množství reagentie pro jeden test a lze je použít jako měřicí kyvetu. Pro stanovení rozpuštěného kyslíku, metoda HRDO. Balení po 25

Rychlé

Ampule Accuvac poskytují rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtěte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagentie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagentie.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentií nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	8166, 8333
Metoda:	HRDO
Obsah balení:	25 /pk
Parametr:	Kyslík, rozpuštěný
Platforma:	Accuvac
Počet testů:	25
Přístroj:	Vše
Rozsah měření:	0,3 - 15,0 mg/L O ₂
Rozsah měření (2):	1,0 - 40,0 mg/L O ₂