



Inhibitor nitrifikace pro BSK, Formule 2533, TCMP, 35 g

Kat. číslo produktu: 253335
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

TCMP - nitrapyrin (2-chloro-6 (trichloromethyl) pyridin) (N-Serve), vrstva na inertním substrátu. Použijte 0,16 g ve 300mL vzorku pro inhibici spotřeby kyslíku pro oxidaci dusíkatých látek při stanovení BSK (použijte dávkovací uzávěr, č. dílu 45901), 35 g.

Technické údaje

Aplikace:	Biochemická spotřeba kyslíku při inhibici nitrifikace (CBSK)
Číslo metody:	8043
Nastavení balení:	Láhev
Obsah balení:	35 g
Parametr:	Biochemická spotřeba kyslíku
Platforma:	Jar
Počet testů:	200
Popis:	Inhibitor nitrifikace
Vzorec:	Trichlormethyl pyridin (TCMP)

Požadované příslušenství

- Dávkovací uzávěr, vzorec 2533 inhibitor nitrifikace 35g lahvička, 1 ks/bal. (Item 45901)