



## Trihalometany celkové (THM), sada reagensií

**Kat. číslo produktu:**

**2790800**

**Nebezpečné**

**CZK Cena bez DPH:**

**Kontaktujte nás**

**Dodání do 2 týdnů**



Nástroj pro screening k optimalizaci procesů čištění, ke zjištění míst s vysokou koncentrací THM v distribučních systémech a ke stanovení koncentrací trihalometanů ve vzorcích pitné vody.

Pro stanovení celkových trihalometanů metodou THM Plus<sup>™</sup>. Metoda Hach 10132. Rozsah: 10–600 µg/l CHCl<sub>3</sub>. Sada reagensií obsahuje: roztoky činidel THM Plus<sup>™</sup> 1, 2, 3 a práškové reagentie Powder Pillows THM Plus 4 pro 50–99 testů. Používejte jako nástroj pro screening k optimalizaci procesů čištění, ke zjištění míst s vysokou koncentrací THM v distribučních systémech a ke stanovení koncentrace trihalometanů ve vzorcích pitné vody.

### Screening pitné vody na vedlejší produkty dezinfekce (DBP).

THM plus detekuje trihalometany a halogenoctové kyseliny. Celková koncentrace je vykazována jako ppb chloroformu.

### Rychlé výsledky

Rychlý screening více vzorků, pro okamžité nastavení systému.

### Nákladově efektivní

Levnější než zaslání vzorků do externích laboratoří

### Citlivá

Stanovení limitu 10 ppb

---

## Technické údaje

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Číslo metody:       | 10132                                                      |
| Metoda:             | THM Plus                                                   |
| Parametr:           | Trihalometany                                              |
| Počet testů:        | 50 - 99                                                    |
| Požadovaný rozklad: | Ano                                                        |
| Přístroj:           | DR 5000, DR 4000,<br>DR 3900, DR 2800,<br>DR 2700, DR 2400 |
| Rozsah měření:      | 10 - 600 µg/L CHCl <sub>3</sub>                            |