



Thyokyanát rtuťnatý, roztok (200 mL)

Kat. číslo produktu:

2212129

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Reagencie

Pro kolorimetrické stanovení chloridů metodou s thyokyanátem rtuťnatým. Rozsah: 0,1 - 25,0 mg/L Cl.

Technické údaje

Číslo metody:	8113
Metoda:	Thyokyanát rtuťnatý
Obsah balení:	200 mL
Parametr:	Chloridy
Platforma:	Roztok
Počet testů:	100