



Dusičnan rtuťnatý, náplň pro digitální titrátor, 2,256 N

Kat. číslo produktu:

92101

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Pro titraci chloridů, 100 - 8 000 mg/L Cl⁻

Technické údaje

Číslo metody:	8206
Metoda:	Dusičnan rtuťnatý
Parametr:	Chloridy
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	100 - 8 000 mg/L Cl ⁻
Titrační roztok:	2,256 N Hg(NO ₃) ₂