



Be Right™



CyaniVer 4, kyanidy, reagentie, polštářky s práškem, bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

1404099

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagentie v zatavených sáččích pro stanovení kyanidů, metoda pyridin-pyrazalon. Pro 25mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8027
Metoda:	Pyridin-pyrazalon
Obsah balení:	100 /pk
Parametr:	Kyanidy
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100