



## CyaniVer 5, kyanidy, reagencie, polštářky s práškem, bal./100 ks

**Kat. číslo produktu:**

**1404169**

**Nebezpečné**

CZK Cena bez DPH:  
Dostupné

Kontaktujte nás



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení kyanidů, metoda pyridin-pyrazalon. Pro 25mL vzorek.

---

### Technické údaje

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Číslo metody: | 8027              |
| Metoda:       | Pyridin-pyrazalon |
| Obsah balení: | 100 /pk           |
| Parametr:     | Kyanidy           |
| Platforma:    | Powder Pillows    |
| Počet testů:  | 100               |

---

### Požadované příslušenství

- CyaniVer 3, kyanidy, reagencie, polštářky s práškem, bal./100 ks (Item 1403969)
- CyaniVer 4, kyanidy, reagencie, polštářky s práškem, bal./100 ks (Item 1404099)