



Sada reagensií, kyanidy, polštářky s práškem, 0,002 - 0,240 mg/L CN⁻

Kat. číslo produktu:

2242800

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková činidla v zatavených sáčcích pro stanovení kyanidů, metoda pyridin-pyrazalon. Pro vzorek 25 mL.

Technické údaje

Číslo metody:	8027
Metoda:	Pyridin-pyrazalon
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah měření:	0,002 - 0,240 mg/L CN ⁻
Stojan na vzorek:	25 mL