



Fosforečnany, standardní roztok, 50 mg/L PO₄ (NIST), 500 mL

Kat. číslo produktu: 17149

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Jednparametrový standardní roztok pro zajištění analytické kvality (AQA).

Technické údaje

Koncentrace:	50 mg/L PO ₄
Obsah balení:	500 mL 500
Parametr:	Fosforečnany
Platforma:	Roztok
Popis:	Fosforečnany standardní roztok, 50 mg/l PO ₄ (NIST), 500 ml