



Sírany, standardní roztok, 50 mg/L SO₄ (NIST), 500 mL

Kat. číslo produktu:	257849
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Jednparametrový standardní roztok pro zajištění analytické kvality (AQA).

Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení síranů

Technické údaje

Koncentrace:	50 mg/L SO ₄
Obsah balení:	500 mL 500
Parametr:	Sírany
Platforma:	Roztok
Popis:	Sírany standardní roztok, 50 mg/l SO ₄ (NIST), 500 ml