



Be Right™



## Standard turbidity, Stablcal, 800 NTU, 100 mL

Kat. číslo produktu:

2660542

Nebezpečné

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné



Stabilizovaný formazinový primární standardní roztok v láhvi 100 mL, připravený k použití, 800 NTU.

Standard pro zákal StablCal® pro všechny turbidimetry. Uznáno organizací USEPA pro účely kalibrace. Stabilizované formazinové standardy turbidity StablCal® jsou právě formazinové roztoky vyvinuté pro použití v jakémkoliv turbidimetru. Hodnota NTU: 800. Láhev: 100 mL.

### Přesné, předem namíchané roztoky formazinu

Společnost Hach připravuje standardy Stablcal v přesných koncentracích a širokém rozsahu koncentrací pomocí patentované výrobní technologie, což umožňuje přesnou kalibraci turbidimetrů.

### Založeno na primárních formazinových standardech

Stabilizované formazinové standardy Stablcal obsahují stejný polymer rozptylující světlo jako tradiční formazinové primární standardy turbidity a mají srovnatelné vlastnosti.

### Zvýšená stabilita šetří čas a námahu

I když lze formazinové primární standardy připravovat přímo v laboratoři, je tento proces pracovně i časově náročný a naředěné standardy jsou navíc nestabilní. Stablcal je stabilizovanou verzí formazinu: umožňuje dosahovat opakovatelných výsledků, a to bez zbytečného vynakládání času a úsilí, jako je tomu v případě standardů připravovaných v laboratoři.

### Důvěra ve výsledky

Před více než 40 lety byla společnost Hach první společností, která použila formazin jako standard turbidity v odvětví pitné vody. Standardy Stablcal jsou založeny na desítkách let zkušeností s měřením zákalu.

## Technické údaje

Koncentrace:	800 NTU
Obsah balení:	100 mL
Platforma:	Roztok