



Be Right™



Standard turbidity, Stablcal, 800 NTU, 100 mL

Kat. číslo produktu:

2660542

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Stabilizovaný formazinový primární standardní roztok v láhvích 100 mL, připravený k použití, 800 NTU.

Standard pro zákal StablCal® pro všechny turbidimetry. Uznáno organizací USEPA pro účely kalibrace. Stabilizované formazinové standardy turbidity StablCal® jsou pravé formazinové roztoky vyvinuté pro použití v jakémkoliv turbidimetru. Hodnota NTU: 800. Láhev: 100 mL.

Přesné, předem namíchané roztoky formazinu

Společnost Hach připravuje standardy Stablcal v přesných koncentracích a širokém rozsahu koncentrací pomocí patentované výrobní technologie, což umožňuje přesnou kalibraci turbidimetrů.

Založeno na primárních formazinových standardech

Stabilizované formazinové standardy Stablcal obsahují stejný polymer rozptylující světlo jako tradiční formazinové primární standardy turbidity a mají srovnatelné vlastnosti.

Zvýšená stabilita šetří čas a námahu

I když lze formazinové primární standardy připravovat přímo v laboratoři, je tento proces pracovně i časově náročný a naředěné standardy jsou navíc nestabilní. Stablcal je stabilizovanou verzí formazinu: umožňuje dosahovat opakovatelných výsledků, a to bez zbytečného vynakládání času a úsilí, jako je tomu v případě standardů připravovaných v laboratoři.

Důvěra ve výsledky

Před více než 40 lety byla společnost Hach první společností, která použila formazin jako standard turbidity v odvětví pitné vody. Standardy Stablcal jsou založeny na desítkách let zkušeností s měřením zákalu.

Technické údaje

Koncentrace: 800 NTU

Obsah balení: 100 mL mL

Platforma: Roztok