



Standard turbidity, Stablcal, 800 NTU, 500 mL

Kat. číslo produktu:

2660549

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Připraveno k použití, stabilizovaný formazinový primární standard v 500 mL lahvi, 800 NTU.

Standard pro zákal StablCal[®] pro všechny turbidimetry. Uznáno organizací USEPA pro účely kalibrace. Stabilizované formazinové standardy turbidity StablCal[®] jsou pravé formazinové roztoky vyvinuté pro použití v jakémkoliv turbidimetru. Hodnota NTU: 800. Láhev: 500 mL.

Přesné, předem namíchané roztoky formazinu

Společnost Hach připravuje standardy Stablcal v přesných koncentracích a širokém rozsahu koncentrací pomocí patentované výrobní technologie, což umožňuje přesnou kalibraci turbidimetrů.

Založeno na primárních formazinových standardech

Stabilizované formazinové standardy Stablcal obsahují stejný polymer rozptylující světlo jako tradiční formazinové primární standardy turbidity a mají srovnatelné vlastnosti.

Zvýšená stabilita šetří čas a námahu

I když lze formazinové primární standardy připravovat přímo v laboratoři, je tento proces pracovně i časově náročný a naředěné standardy jsou navíc nestabilní. Stablcal je stabilizovanou verzí formazinu: umožňuje dosahovat opakovatelných výsledků, a to bez zbytečného vynakládání času a úsilí, jako je tomu v případě standardů připravovaných v laboratoři.

Důvěra ve výsledky

Před více než 40 lety byla společnost Hach první společností, která použila formazin jako standard turbidity v odvětví pitné vody. Standardy Stablcal jsou založeny na desítkách let zkušeností s měřením zákalu.

Technické údaje

Koncentrace:	800 NTU
Obsah balení:	500 mL
Platforma:	Roztok