



Kalibrační souprava, standard turbidity Stablcal, turbidimetr 2100N / N IS, 500 mL lahve

Kat. číslo produktu:

2662100

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pět stabilizovaných primárních standardních formazínových roztoků v lahvích připravených k použití. Souprava obsahuje 500 mL od každého roztoku: <0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1 000 NTU, 4 000 NTU.

Technické údaje

Koncentrace: < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU

Obsah balení: sada po 5 kusech