



Sada kalibračních standardů turbidity Stablcal, 0-4 000 NTU

Kat. číslo produktu:

2662105

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Pět připraveno k použití, stabilizované primární formazinové standardy. Sada obsahuje zatavené kyvety od každého standardu: <0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1 000 NTU, 4 000 NTU.

Přesné, předem namíchané roztoky formazinu

Společnost Hach připravuje standardy Stablcal v přesných koncentracích a širokém rozsahu koncentrací pomocí patentované výrobní technologie, což umožňuje přesnou kalibraci turbidimetrů.

Založeno na primárních formazinových standardech

Stabilizované formazinové standardy Stablcal obsahují stejný polymer rozptylující světlo jako tradiční primární formazinové standardy turbidity a mají srovnatelné vlastnosti.

Zvýšená stabilita šetří čas a námahu

I když lze primární formazinové standardní roztoky připravovat přímo v laboratoři, je tento proces pracovně i časově náročný a naředěné standardy jsou navíc nestabilní. Stablcal je stabilizovanou verzí formazinu - poskytuje opakovatelné výsledky a šetří čas a námahu potřebnou na přípravu standardů.

Důvěra ve výsledky

Před více než 40 lety byla společnost Hach první společností, která použila formazin jako standard turbidity v odvětví pitné vody. Standardy Stablcal jsou založeny na desítkách let zkušeností s měřením turbidity.

Technické údaje

Koncentrace:	< 0,1, 20, 200, 1 000, 4 000 NTU
Obsah balení:	Sada 5
Parametr:	Zákal
Přístroj:	2100N, 2100N IS, TL2300 and TL2310 IS