



Kalibrační sada ampulí Stablcal pro 2100Q/QIS Ampule calibration kit, Formazin

Kat. číslo produktu:

2971205

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Calibration Standard kit for 2100Q/QIS portable turbidimeter. Ampule kit contains Formazin standards in concentrations: 10, 20, 100, 800 NTU.

Kalibrační sada Stablcal pro přenosný turbidimetr 2100Q. Stablcal stabilizované formazinové standardy jsou určeny pro přímé použití bez ředění. Sada obsahuje ampule s 20, 100 a 800 NTU ke kalibraci a jednu ampuli 10 NTU pro verifikaci.

Přesné, předpřipravené formazinové roztoky

Díky patentované technologii výroby jsou StablCal standardy připraveny v přesných koncentracích a v široké škále koncentrací - zajištění správné kalibrace turbidimetru.

Založeno na primárních formazinových standardech

StablCal stabilizované formazinové standardy obsahují stejný světlo rozptylující polymer jako tradiční primární formazinové standardy.

Lepší stabilita šetří čas a práci

Primární formazinové standardy mohou být připraveny přímo v laboratoři, avšak příprava je pracná a časově náročná - a naředěné standardy nejsou stabilní. StablCal je stabilizovaná verze formazinu - poskytující opakovatelné výsledky, bez nároku na čas a úsilí požadovaného na přípravu laboratorních standardů.

Spolehlivost výsledků

Hach byl první, kdo použil formazin jako standard při měření turbidity v odvětví pitné vody před více než 40 lety. StablCal standardy jsou založeny na dlouholetých zkušenostech s měřením zákalu.

Technické údaje

Koncentrace: 20, 100, 800, 10 NTU (k verifikaci)