



Fluoridy, polštářky s práškem pro úpravu iontové síly (ISA), bal./100 ks

Kat. číslo produktu:

258999

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Fluoridy, pufr pro úpravu celkové iontové síly (TISAB) pro použití při stanovení fluoridů metodami s elektrodou. Velikost vzorku: 25 mL. Eliminuje interference hliníku a železa. Prášková forma neředí vzorky. Ideální pro stanovení velmi nízkých koncentrací fluoridů. Balení po 100 polštářcích s práškem

Technické údaje

Koncentrace:	ISA
Nastavení balení:	Powder Pillows
Obsah balení:	100 /pk
Parametr:	Fluoride
Rozsah měření:	0,01 mg/L po saturovaný roztok
Soulad s EPA:	Ano