



Jód, standardní roztok, náplň pro digitální titrátor, 0,0282 N

Kat. číslo produktu: 2333301

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Pro stanovení chloru amperometrickou titrací digitálním titrátorem.

Technické údaje

Číslo metody:	10025
Metoda:	Amperometrický, černý
Parametr:	Chlor, celkový obsah
Platforma:	Digital Titrator
Rozsah měření:	6 - 1 000 µg/L Cl ₂
Titrační roztok:	0,028 N jód