



NitriVer 3, dusitany, reagencie, polštářky s práškem, 0,02 - 0,30 mg/L NO₂⁻-N

Kat. číslo produktu:

1406599

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení dusitanů. Vzorek 25 mL, bal./100 ks

Technické údaje

Číslo metody:	8507
Metoda:	Diazotace
Obsah balení:	100 /pk
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	DR 2000, DR 3000
Rozsah měření:	0,002 - 0,300 mg/L NO ₂ ⁻ -N