



Sada pro amoniak, salicylan, 25 mL

Kat. číslo produktu:

2243700

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Práškové reagentie v zatavených sáčcích pro stanovení amoniaku (salicylanová metoda).

Technické údaje

Číslo metody:	8155
Metoda:	Salicylan
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	DR/4000, DR/3000, DR/2000
Rozsah měření:	0,01 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
Stojan na vzorek:	25 mL