



SPADNS 2 (bez arzenu), fluoridy, roztok reagentie, 500 mL

Kat. číslo produktu:

2947549

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení fluoridů metodou Hach SPADNS 2 10225. Složení reagentie SPADNS2 odstraňuje interference chloru bez arzenu. Rozsah: 0,02 - 2,00 mg/L F⁻. V souladu s EPA. Láhev 500 mL

Stejná účinnost jako tradiční Hach SPADNS

Použijte stejné přístroje Hach, postupy analýzy a kalibrační křivky

Technické údaje

Číslo metody:	10225
Metoda:	SPADNS 2
Platforma:	Roztok
Počet testů:	125
Rozsah měření:	0,02 - 2,00 mg/L F ⁻
Soulad s EPA:	Ano