



Be Right™



Sada činidel pro stanovení fosfonátů, polštářky s práškem, 0,02-125 mg/L PO₄

Kat. číslo produktu:

2429700

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Práškové reagentie v zatavených sáčcích pro stanovení fosfonátů pomocí metody persíran/UV oxidace.

Technické údaje

Číslo metody:	8007
Doba použitelnosti:	41 měsíců
Metoda:	Persíran/UV oxidace
Parametr:	Fosfonáty
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Podmínky skladování:	10 °C - 25 °C
Popis:	Sada činidel pro stanovení fosfonátů
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 900
Rozsah měření:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄
Rozsah měření (2):	1,0 - 125 mg/L PO ₄
Zvláštní poznámky:	Sada obsahuje: Persíran draselný - polštářky s práškem (2084769), polštářky s práškem, PhosVer ₃ (2106069)