



Fosforečnany, ortho, TNT, 0,06 - 5,00 mg/L PO₄

Kat. číslo produktu:

2742545

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Kyvetový test (Ø 16 mm) kompletně vybavený všemi reagensiemi, optimalizovaný pro spolehlivé výsledky měření a snadnou manipulaci.
TNT = Test 'N Tube. 25–50 testů.

16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory.

Produkty Test 'N Tube umožňují bezpečné, pohodlné testování

16 mm kyvety s víčkem představují uzavřený systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všechny nezbytné reagensie a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metody:	8048
Metoda:	Kyselina askorbová
Parameter:	Reactive (Orthophosphate)
Parametr:	Orthofosforečnany
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testů:	25 - 50
Rozsah měření:	0,06 - 5,00 mg/L PO ₄
Zvláštní poznámky:	16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory.