



Fosforečnany, činidlo PhosVer 3, ampule Accuvac, 25 ks/1 balení

Kat. číslo produktu:

2508025

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Ampule Accuvac obsahují přesné množství reagentie pro jeden test a lze je použít jako měřicí kyvetu. Pro stanovení obsahu reaktivního fosforu metodou s kyselinou askorbovou. Balení po 25.

Rychlé

Ampule Accuvac poskytují rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtěte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagentie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagentie.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentií nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	8048
Metoda:	Kyselina askorbová
Obsah balení:	25 /pk
Parametr:	Fosforečnany, ortho
Platforma:	Accuvac
Počet testů:	25
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 820
Rozsah měření:	0,02 - 2,50 mg/L PO ₄