



Molybdovanadát, reagentie, AccuVac, 0,3 - 45,0 mg/L PO₄

Kat. číslo produktu:

2525025

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Navrhované náhrady:

- 2076032

Ampule AccuVac obsahují přesné množství reagentie pro jedno stanovení a lze je použít jako měřicí kyvetu. Pro stanovení orthofosforečnanů molybdovanadátovou metodou.

Rychlé

Ampule AccuVac poskytují rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtěte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagentie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagentie.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentií nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	8114
Metoda:	Molybdovanadát
Obsah balení:	25 /pk
Parametr:	Fosforečnany, reaktivní
Platforma:	AccuVac
Počet testů:	25
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/850, DR/820, PC II
Rozsah měření:	0,3 - 45,0 mg/L PO ₄