



SP510 Hardness Buffer Solution (0.3, 1, 2, 5 mg/L) Hardness buffer solution, 500mL

Kat. číslo produktu:

2768549

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



For use with the SP510 Hardness analyser.

Technické údaje

Koncentrace: 0.3, 1, 2, 5 mg/L

Parametr: Hardness

Podmínky skladování: Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.

Přístroj: SP510